

DENSÍMETROS SACARÍMETRO DE BRIX

Para solução de açúcar, calibrados a 20°C.

CÓDIGO	Escala (g/ml)	DIVISÃO	COMPRIMENTO (mm)	LIMITE DE ERRO
5688.3	0/10	0,1	290±5	±0,1
5689.3	10/20	0,1	290±5	±0,1
5690.3	20/30	0,1	290±5	±0,1
5691.3	30/40	0,1	290±5	±0,1
5692.3	40/50	0,1	290±5	±0,1
5693.3	50/60	0,1	290±5	±0,1
5694.3	60/70	0,1	290±5	±0,1
5707	0/30	1	310±5	±1
5707.1	0/30	0,5	310±5	±0,5
5707.2	0/30	0,2	310±5	±0,2
5708	10/40	1	310±5	±1
5708.1	10/40	0,5	310±5	±0,5
5708.2	10/40	0,2	310±5	±0,2
5709	30/60	1	310±5	±1
5709.1	30/60	0,5	310±5	±0,5
5709.2	30/60	0,2	310±5	±0,2
5710	30/70	1	350±5	±1
5710.1	30/70	0,5	350±5	±0,5
5710.2	30/70	0,2	350±5	±0,2