

DENSÍMETROS PARA SACARÔMETROS PLATO

Com termômetro 0 +30:1 °C e escala de correção, calibrados a 20°C.

CÓDIGO	ESCALA (g/ml)	DIVISÃO	ENCHIMENTO	COMPRIMENTO (mm)	LIMITE DE ERRO
6014	0/3	0,05	Hg	390	±0,05
6014.L	0/3	0,05	Líquido Vermelho	390	±0,05
6015	3/6	0,05	Hg	390	±0,05
6015.L	3/6	0,05	Líquido Vermelho	390	±0,05
6016	6/9	0,05	Hg	390	±0,05
6016.L	6/9	0,05	Líquido Vermelho	390	±0,05
6017	9/12	0,05	Hg	390	±0,05
6017.L	9/12	0,05	Líquido Vermelho	390	±0,05
6018	12/15	0,05	Hg	390	±0,05
6018.L	12/15	0,05	Líquido Vermelho	390	±0,05
6019	15/18	0,05	Hg	390	±0,05
6019.L	15/18	0,05	Líquido Vermelho	390	±0,05
6020	0/5	0,1	Hg	360	±0,1
6020.L	0/5	0,1	Líquido Vermelho	360	±0,1
6021	5/10	0,1	Hg	360	±0,1
6021.L	5/10	0,1	Líquido Vermelho	360	±0,1
6022	10/15	0,1	Hg	360	±0,1
6022.L	10/15	0,1	Líquido Vermelho	360	±0,1
6023	15/20	0,1	Hg	360	±0,1
6023.L	0/10	0,1	Líquido Vermelho	360	±0,1
6024	0/10	0,1	Hg	380	±0,1
6024.L	0/10	0,1	Líquido Vermelho	380	±0,1
6025	10/20	0,1	Hg	380	±0,1
6025.L	10/20	0,1	Líquido Vermelho	380	±0,1
6026	0/24	0,1	Hg	500	±0,1
6026.L	0/24	0,1	Líquido Vermelho	500	±0,1
6027	0/30	0,1	Hg	500	±0,1
6027.L	0/30	0,1	Líquido Vermelho	500	±0,1